

つないで→磨く→吸い取る

吸引器専用歯ブラシ

ロング
タイプ

子どもさんにオススメ！
ショート
タイプ

つなく みがく 吸いとる
キューティ

吸ty

ごえん

誤嚥を気にせず、水を使った口腔ケアができ、お口の中はいつもスッキリ、ピカピカです。

吸ty(キューティ)をオススメする理由

- ①吸引力が強い！
- ②ブラシ部が小さいので、狭い所も磨きやすい！
- ③スポンジでは取りきれない汚れがきれい！

1. 吸ty(キューティ)を吸引器に繋がめます



2. 体位の調整をします



上体を30度くらいに起こします。
麻痺側は上にして下さい。

3. シリンジなどで給水しながら清掃します



使用後は、きれいな水を吸引してチューブ内の汚れを吸い上げます。歯ブラシをよく洗って水をしっかり切り、歯ブラシを乾燥させて清潔にしてください。



壁掛け式吸引器やポータブル吸引器など、お手持ち吸引器がお使いになれます。



ご自宅でもカンタン！安心！今お使いの吸引器を使って
大切なご家族の口腔ケアを今日から始めましょう！

製造発売元 **FINE** 株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井3-8-17
TEL:03-3761-5147 FAX:03-3768-4930
<http://www.fine-revolution.co.jp/>
E-mail info@fine-revolution.co.jp

使用上のご注意

- ・1～2ヶ月を目安にブラシを取り替えて下さい。チューブだけの交換はできません。
- ・使用中はチューブが詰まって吸引が止まっていると大変危険です。
常に、吸引ができていないか確認しながら行ってください。
- ・義歯は毎回外して、洗ってから装着してください。

あると便利な周辺グッズ

- ・お口の開きにくい方には開口器とペンライトがセットになった、別売りの「【耐熱】照明開口器ホタル」がお勧めです。
- ・すすぎ用の水をコップに2～3杯。
- ・汚れが多いときにはスポンジブラシも便利です。
- ・ポリ手袋を使用してください。



吸ty吸引歯ブラシは選べる4種類。吸引スポンジタイプもございます。

毛の硬さ	吸ty 吸引歯ブラシ ロング		吸ty 吸引歯ブラシ ショート		吸引スポンジ ブラシ(12本入)
	やわらかめ	ふつう	やわらかめ	ふつう	
価格	¥788		¥788		¥2,625
重量	20g		17g		80g
サイズ	柄:180mm ヘッド:17.5mm 毛丈:7mm		柄:152mm ヘッド:15mm 毛丈:7mm		全長180mm スポンジ部W15×D17×H25 コネクター部W21×H55
穴数	15穴		14穴		
耐熱温度	80℃				
材質	毛:ナイロン 柄:ポリプロピレン、カテーテル:塩ビ コネクター:ABS樹脂				スポンジ部:ポリウレタン パイプ部:PS コネクター部ABSまたはPP

MADE IN JAPAN

対象となる方

高齢者、意識不良障害の方、寝たきりの方、麻痺のある方、嚥下障害のある方、また下記の症状の方など。

- * 脳血管障害（脳梗塞、脳出血）
- * パーキンソン症候群
- * 口腔・咽頭・喉頭疾患・食道疾患
- * 薬の影響（唾液の分泌低下や嚥下反射の低下）
- * アルツハイマー型認知症
- * 脳性小児麻痺

お買い求めの際は下記までご連絡ください。

製造発売元 **FINE** 株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井3-8-17
TEL:03-3761-5147 FAX:03-3768-4930
<http://www.fine-revolution.co.jp/>
E-mail info@fine-revolution.co.jp

ロング
タイプ

M(ふつう)
QT-TLM



JAN: 4976858800399

S(やわらかめ)
QT-TLS



JAN: 4976858800382

子どもさんにオススメ!
ショート
タイプ

M(ふつう)
QT-TSM



JAN: 4976858800474

S(やわらかめ)
QT-TSS



JAN: 4976858800467